

FICHA TÉCNICA

PHARMIA FFP2 NR

MODELO 1801.2

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Máscara de proteção das vias respiratórias contra partículas sólidas e líquidas não voláteis, de uso único. Composta por 5 camadas que garantem uma filtração eficaz. Possui bandas elásticas de fixação, de material macio e confortável, e clipe nasal fácil de moldar e ajustar.

Apresenta elevada eficácia de filtração e baixa resistência à respiração, sendo confortável durante todo o período de trabalho.

| | |
|-------------------------|--|
| Nome do fabricante: | Pharmia, Lda |
| Morada: | Rua Pampelido velho, 76, 4455-142 Lavra – Matosinhos |
| Marca comercial: | Pharmia FFP2 NR |
| Unidades por embalagem: | 10 unidades |
| Legislação aplicável: | Regulamento UE 2016/425 (EPI) |
| Norma aplicável: | EN 149:2001+A1:2019 |
| Nível de proteção: | FFP2 NR |
| Organismo Notificado: | UNIVERSAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. (Nº: 2163) |
| Certificação CE nº: | 2163 – PPE – 2055 |



Componentes e Materiais

| COMPONENTE | MATERIAL |
|------------------|------------------------------------|
| Camada exterior | Polipropileno |
| 2ª camada | Polipropileno |
| 3ª camada | Polipropileno |
| 4ª camada | Polipropileno |
| Camada interior | Polipropileno |
| Bandas elásticas | Poliamida e elastano |
| Clipe nasal | Metal revestido de plástico |

Marcação

| | |
|-----------|---|
| NR | Não reutilizável |
| | Final do prazo de validade (AAAA/MM) |
| | Intervalo térmico de conservação |
| | Humidade relativa máxima de conservação |
| | Consultar as instruções de utilização |
| | Número de lote |

Não contém componentes feitos de látex.

Não contém substâncias classificadas como carcinogénicas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução.

INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE

Aconselha-se verificar a integridade da máscara antes do uso. Se notar a presença de danos e/ou manchas, solicite uma máscara nova.

O símbolo NR na marcação indica que a máscara não é reutilizável e que deve ser deitada fora no fim do turno de trabalho.

A proteção oferecida por uma máscara filtrante FFP3 ou FFP2 inclui a oferecida pela classe FFP1.

INSTRUÇÕES PARA A COLOCAÇÃO DA MÁSCARA:

1. Abra ligeiramente a máscara e, com o auxílio de um dedo, molde a ponte nasal para lhe dar a forma do nariz.
2. Encoste a máscara ao rosto e segure-a, colocando os elásticos nas orelhas.
3. Utilizando ambas as mãos, modele o clipe à volta do nariz.
4. Certifique-se que há uma boa aderência da máscara ao rosto – não deverão existir espaços entre a máscara e o rosto.
5. Substitua a máscara imediatamente se tiver dificuldades de respiração ou se a máscara sofrer danos, ou ainda se houver problemas de aderência ao rosto. Respeitar estas instruções atentamente é essencial para uma utilização segura do respirador.
6. Higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes e depois de usar a máscara.

ADVERTÊNCIAS: [EPI – Equipamento de Proteção Individual]

Se for impossível obter uma adesão adequada da máscara ao perfil do rosto, não entrar em ambientes com risco potencial.

O não respeitar das indicações fornecidas pode levar a uma utilização errada do EPI e causar doenças e morte.

Este produto não fornece oxigénio. Deve ser utilizado somente em ambientes adequadamente ventilados, com teor de oxigénio suficiente para manter a vida.

Não utilizar quando as concentrações de contaminantes forem imediatamente perigosas para a saúde ou para a vida.

Não utilizar em atmosfera onde houver perigo de explosão.

Pêlos de barba e afeições respiratórias podem reduzir a eficiência destas máscaras filtrantes. Adicionalmente, pode também ocorrer uma redução do desempenho da máscara se a máscara estiver húmida ou molhada (a máscara deverá ser substituída).

Não modificar nem alterar a máscara filtrante de nenhuma forma.

Apenas para utilização única.

Eliminar a máscara depois de cada utilização.

A declaração de conformidade pode ser obtida em www.pharmia.pt.